







Fiche technique REF 73.48.18

11.12.2025

Données générales			
Référence	73.48.18	Miroir laryngé 22cm Ø 18mm Fig 4	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	33431	GTIN	04046826135041
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	12-549
Classification	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;01;XD
Poids (kg)	0,029	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	22cm Ø 18mm	Revêtement	Revêtement par évaporation sur les miroirs laryngés
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	GLAS (Glas)		