







## Fiche technique REF 73.48.98

11.12.2025

Données générales			
Référence	73.48.98	Michel Miroir laryngé Ø 18mm 27cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	33431	GTIN	04046826135140
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	12-549
Classification	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;01;XD
Poids (kg)	0,045	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL )		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 18mm 27cm	Revêtement	Revêtement par évaporation sur les miroirs laryngés
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Poignée	1.4021 (X20Cr13)		
Autres	GLAS (Glas)		