







Fiche technique REF 73.65.64

11.12.2025

Données générales			
Référence	73.65.64	Jackson Tracheal fibre optique14.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826135768
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	10-867
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Poids (kg)	0,030	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	14.5cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		