







## Fiche technique REF 73.70.15

11.12.2025

Données générales			
Référence	73.70.15	Kocher sonde à goitre 15.0cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	33433	GTIN	04046826135836
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-117
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;06;aj;6M
Poids (kg)	0,037	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL )		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	15.0cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		