







## Fiche technique REF 74.47.35

11.12.2025

Données générales			
Référence	74.47.35	Crochet endolaryngé24cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826136444
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	12-038
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,005	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01-1
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL )		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	24cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		