






## Fiche technique REF 74.47.37

11.12.2025

Données générales			
Référence	74.47.37	Aspiration endolaryngée raspatoire24cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826136451
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	11-506
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,005	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01
			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL )		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	24cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		