






## Fiche technique REF 75.23.13

11.12.2025

| Données générales   |                                  |   |                         |
|---|----------------------------------|---|-------------------------|
| Référence   | 75.23.13                         | La lame de tournevis hexagonal p vis en croix titane Ti Mikro |                         |
| Unité de vente  | pièce                            | No. de douane   | 90189084                |
| GMDN  | 33968                            | GTIN  | 04046826406585          |
| Classe de risque  | 1r (EU MDR)                      | Code UMDNS  | 13-517                  |
| Classification  | 6 (EU MDR)                       | Base UDI-DI   | 4046826;B;R005;03;ak;6A |
| Poids (kg)  | 0,000                            | Mode d'emploi   | GATDR00X                |
| Sans latex  | non applicable                   | Instructions de retraitement                                  |                         |
|   |                                  |   |                         |
| Medicon médias  |                                  |   |                         |
| Image principale  |                                  | Image détaillée   |                         |
|   |                                  |   |                         |
| Conditions de stockage  |                                  |   |                         |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise  |                                  |   |                         |
| Matériaux   |                                  |   |                         |
|   | N° de matériau (Désignation DIN) |   |                         |
| Partie principale   | 1.4112 (X90CrMoV18)              |   |                         |