






## Fiche technique REF 75.23.41

11.12.2025

| Données générales   |   |   |                         |
|---|---|---|-------------------------|
| Référence   | 75.23.41  | La lame de tournevis p Vis en titane Micro Easy Grip55mm Ti Mikro |                         |
| Unité de vente  | pièce   | No. de douane   | 90189084                |
| GMDN  | 33968   | GTIN  | 04046826139780          |
| Classe de risque  | 1r (EU MDR)   | Code UMDNS  | 13-517                  |
| Classification  | 6 (EU MDR)  | Base UDI-DI   | 4046826;B;R005;03;ak;6A |
| Poids (kg)  | 0,002   | Mode d'emploi   | GATDR00X                |
| Sans latex  | non applicable  | Instructions de retraitement                                      |                         |
|   |   |   |                         |
| Medicon médias  | 451.08.13 (prospectus distrac intra-oraux p mâchoire infér et supérieure) |   |                         |
| Image principale  |   | Image détaillée   |                         |
|   |   |   |                         |
| Dimensions  | 55mm  | Revêtement  |                         |
| Conditions de stockage  |   |   |                         |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise  |   |   |                         |
| Matériaux   |   |   |                         |
|   | N° de matériau (Désignation DIN)  |   |                         |
| Partie principale   | 1.4112 (X90CrMoV18)   |   |                         |