






Fiche technique REF 75.23.50

11.12.2025

Données générales			
Référence	75.23.50	Manche de tournevis p Système 1.2/1.510cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826139872
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-517
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Poids (kg)	0,030	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.63 (catalogue Ortopédia) 451.03.41 (prospectus ARPE Syst p l'expan palatine p ancrage osseux) 451.08.13 (prospectus distrac intra-oraux p mâchoire infér et supérieure) 453.17.00_DEU (Le Fort I Plaque selon Rustemeyer allemand INTRO) 453.17.00_ENG (Le Fort I Plaque selon Rustemeyer anglais INTRO) 453.17.00_ESP (Le Fort I Plaque selon Rustemeyer espanol INTRO)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	10cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Poignée	1.4305 (X8CrNiS18-9) PPSU (Polyphenylsulfon)		