



Fiche technique REF 75.23.52

11.12.2025

Données générales			
Référence	75.23.52	Manche de tournevis acier p Système 1.2/1.510cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826337469
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-517
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias 451.03.41 (prospectus ARPE Syst p l'expan palatine p ancrage osseux)
451.08.13 (prospectus distrac intra-oraux p mâchoire infér et supérieure)

Image principale

Image détaillée



Dimensions	10cm	Revêtement	
------------	------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4305 (X8CrNiS18-9)