






Fiche technique REF 75.23.98A

11.12.2025

Données générales			
Référence	75.23.98A	Manche de tournevis acier p Système 2.0+2.410cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826334024
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-517
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Poids (kg)	0,067	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	451.08.13 (prospectus distrac intra-oraux p mâchoire infér et supérieure) 453.06.00_DEU (Hybrid Système de plaques allemand Brochure) 453.06.00_ENG (Hybrid Plate System - Reconstruction of the mandible with a microvascular fibular bone graft ENG Brochure) 453.06.00_ESP (Hybrid Plate System - Reconstruction of the mandible with a microvascular fibular bone graft ESP Brochure)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	10cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Autres	PTFE (Polytetrafluorethylen)		