



Fiche technique REF 75.23.98P

11.12.2025

Données générales			
Référence	75.23.98P	Manche de tournevis FSSP p Système 2.0+2.410cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826435141
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-517
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	10cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Poignée	PPSU (Polyphenylsulfon)		
Autres	PTFE (Polytetrafluorethylen)		