






Fiche technique REF 75.95.32

11.12.2025

Données générales			
Référence	75.95.32	tige guide Ø 3.0mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	46165	GTIN	04046826146047
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-224
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Poids (kg)	0,042	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 3.0mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		