






Fiche technique REF 75.95.73

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------|
| Référence | 75.95.73 | Küntscher crochet extraction 51cm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 12696 | GTIN | 04046826146184 |
| Classe de risque | 1r (EU MDR) | Code UMDNS | 11-508 |
| Classification | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R005;03;ak;6A |
| Poids (kg) | 0,245 | Mode d'emploi | GATDR00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | |
|   | | | |
| Medicon médias | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | | | |
| Dimensions | 51cm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4021 (X20Cr13) | | |