



## Fiche technique REF 76.06.14

25.08.2026

| Données générales                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Référence                                                                                                                                                                                                                                                      | 76.06.14                                                                             | Kirschner Broche Ø 1.4mm 6cm P/10 |                    |
| Unité de vente                                                                                                                                                                                                                                                 | boîte/10                                                                             | No. de douane                     | 90211090           |
| GMDN                                                                                                                                                                                                                                                           | 32854                                                                                | GTIN                              | 04046826146818     |
| Classe de risque                                                                                                                                                                                                                                               | 2b (EU MDD)                                                                          | Code UMDNS                        | 16-104             |
| Classification                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 (EU MDD)                                                                           | Base UDI-DI                       | 4046826;B001;05;PL |
| Poids (kg)                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,001                                                                                | Mode d'emploi                     | G7080000           |
| Sans latex                                                                                                                                                                                                                                                     | non applicable                                                                       | Instructions de retraitement      | MPK01              |
| <div></div> |                                                                                      |                                   |                    |
| Medicon médias                                                                                                                                                                                                                                                 | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery)<br>450.00.63 (catalogue Ortopédia ) |                                   |                    |
| Image principale                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | Image détaillée                   |                    |
| <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                   |                    |
| Dimensions                                                                                                                                                                                                                                                     | Ø 1.4mm 6cm                                                                          | Revêtement                        |                    |
| Conditions de stockage                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                   |                    |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                   |                    |
| Matériaux                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | N° de matériau (Désignation DIN)                                                     |                                   |                    |
| Partie principale                                                                                                                                                                                                                                              | 1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)                                                             |                                   |                    |