







Fiche technique REF 76.07.60

11.12.2025

Données générales			
Référence	76.07.60	Kirschner Broche Trocar/ronde Ø 1.0mm 10cm P/10	
Unité de vente	boîte/10	No. de douane	90211090
GMDN	56643	GTIN	04046826147372
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	16-104
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,017	Mode d'emploi	G7080000
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01
  			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.63 (catalogue Ortopédia)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 1.0mm 10cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		