







## Fiche technique REF 76.07.66

11.12.2025

Données générales			
Référence	76.07.66	Kirschner Broche Trocar/ronde Ø 1.6mm 10cm P/10	
Unité de vente	boîte/10	No. de douane	90211090
GMDN	56643	GTIN	04046826147433
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	16-104
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,027	Mode d'emploi	G7080000
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01
  			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.63 (catalogue Ortopédia )		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 1.6mm 10cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		