







Fiche technique REF 76.08.01

11.12.2025

Données générales			
Référence	76.08.01	Aiguille de guidage du fil 70mm 24cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32864	GTIN	04046826147662
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-925
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Poids (kg)	0,080	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.63 (catalogue Ortopédia)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	70mm 24cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		