







## Fiche technique REF 76.09.28

11.12.2025

Données générales			
Référence	76.09.28	agrafe à os 1.5x22x19mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90211090
GMDN	56643	GTIN	04046826148294
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	16-103
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,010	Mode d'emploi	G7080000
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01
  			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.63 (catalogue Ortopédia )		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	1.5x22x19mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		