







Fiche technique REF 76.10.86

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|--|---|----------------|
| Référence | 76.10.86 | Kirschner Broche trocart / trocartØ 1.6mm 15cm P/10 | |
| Unité de vente | boîte/10 | No. de douane | 90211090 |
| GMDN | 56643 | GTIN | 04046826148829 |
| Classe de risque | 2b (EU MDD) | Code UMDNS | 16-104 |
| Classification | 8 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Poids (kg) | 0,001 | Mode d'emploi | G7080000 |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK01 |
|    | | | |
| Medicon médias | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.63 (catalogue Ortopédia) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | | | |
| Dimensions | Ø 1.6mm 15cm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4441 (X2CrNiMo18-15-3) | | |