







## Fiche technique REF 76.12.62

11.12.2025

| Données générales   |  |   |                |
|---|--|---|----------------|
| Référence   | 76.12.62   | Kirschner Broche Trocar/ronde Ø 1.2mm 31cm P/10 |                |
| Unité de vente  | boîte/10   | No. de douane                                   | 90211090       |
| GMDN  | 56643  | GTIN  | 04046826149390 |
| Classe de risque  | 2b (EU MDD)  | Code UMDNS                                      | 16-104         |
| Classification  | 8 (EU MDD)   | Base UDI-DI                                     |                |
| Poids (kg)  | 0,036  | Mode d'emploi                                   | G7080000       |
| Sans latex  | non applicable   | Instructions de retraitement                    | MPK01          |
|    |  |   |                |
| Medicon médias  | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery)<br>450.00.63 (catalogue Ortopédia ) |   |                |
| Image principale  |  | Image détaillée                                 |                |
|   |  |   |                |
| Dimensions  | Ø 1.2mm 31cm   | Revêtement                                      |                |
| Conditions de stockage  |  |   |                |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise  |  |   |                |
| Matériaux   |  |   |                |
|   | N° de matériau (Désignation DIN)   |   |                |
| Partie principale   | 1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)   |   |                |