







## Fiche technique REF 76.12.75

11.12.2025

Données générales			
Référence	76.12.75	Kirschner Broche Trocar/ronde Ø 2.5mm 31cm P/10	
Unité de vente	boîte/10	No. de douane	90211090
GMDN	56643	GTIN	04046826149475
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	16-104
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,128	Mode d'emploi	G7080000
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01
  			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.63 (catalogue Ortopédia )		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 2.5mm 31cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		