





## Fiche technique REF 76.16.00

11.12.2025

Données générales			
Référence	76.16.00	Distributeur de fil 16cm Ø 1.0/1.2/1.4/1.6mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	12143	GTIN	04046826149734
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	16-767
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;01;X2
Poids (kg)	0,700	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
Dimensions	16cm Ø 1.0/1.2/1.4/1.6mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Poignée	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Autres	POM (Polyoxymethylen_(Polyacetal/_Polyformaldehyd )		