







## Fiche technique REF 76.16.04

11.12.2025

| Données générales  |  |  |                    |
|--|--|--|--------------------|
| Référence  | 76.16.04   | Kirschner Tube pour broche 19cm Ø 12mm |                    |
| Unité de vente   | pièce  | No. de douane                          | 90189084           |
| GMDN   | 12143  | GTIN                                   | 04046826149765     |
| Classe de risque   | 1 (EU MDR)   | Code UMDNS                             | 16-767             |
| Classification   | 1 (EU MDR)   | Base UDI-DI                            | 4046826;N003;03;X8 |
| Poids (kg)   | 0,100  | Mode d'emploi                          | GATDN00X           |
| Sans latex   | non applicable   | Instructions de retraitement           |                    |
|      |  |  |                    |
| Medicon médias   | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery)<br>450.00.63 (catalogue Ortopédia ) |  |                    |
| Image principale   |  | Image détaillée                        |                    |
|   |  |  |                    |
| Dimensions   | 19cm Ø 12mm  | Revêtement                             |                    |
| Conditions de stockage   |  |  |                    |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise   |  |  |                    |
| Matériaux  |  |  |                    |
|  | N° de matériau (Désignation DIN)   |  |                    |
| Partie principale  | 1.4301 (X5CrNi18-10)   |  |                    |
| Vis  | 1.4305 (X8CrNiS18-9)   |  |                    |