







Fiche technique REF 76.16.05

11.12.2025

Données générales			
Référence	76.16.05	Kirschner Tube pour broche 32cm Ø 12mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	12143	GTIN	04046826149772
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	16-767
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Poids (kg)	0,100	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.63 (catalogue Ortopédia)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	32cm Ø 12mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		