







Fiche technique REF 76.18.21

11.12.2025

Données générales			
Référence	76.18.21	Steinmann clou - ongle Trocart / triangulaire Ø 4.5mm 20cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90211090
GMDN	56643	GTIN	04046826150181
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	16-078
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,020	Mode d'emploi	G7080000
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01
  			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.63 (catalogue Ortopédia)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 4.5mm 20cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		