







Fiche technique REF 76.18.28

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|--|--|----------------|
| Référence | 76.18.28 | Steinmann clou - ongle Trocart / triangulaire Ø 3.5mm 26cm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90211090 |
| GMDN | 56643 | GTIN | 04046826150204 |
| Classe de risque | 2b (EU MDD) | Code UMDNS | 16-078 |
| Classification | 8 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Poids (kg) | 0,025 | Mode d'emploi | G7080000 |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK01 |
|    | | | |
| Medicon médias | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.63 (catalogue Ortopédia) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | | | |
| Dimensions | Ø 3.5mm 26cm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4441 (X2CrNiMo18-15-3) | | |