







## Fiche technique REF 76.18.80

11.12.2025

| Données générales   |  |  |                |
|---|--|--|----------------|
| Référence   | 76.18.80   | Steinmann clou - ongle Trocar/ronde Ø 4.5mm 20cm |                |
| Unité de vente  | pièce  | No. de douane                                    | 90211090       |
| GMDN  | 56643  | GTIN   | 04046826150389 |
| Classe de risque  | 2b (EU MDD)  | Code UMDNS                                       | 16-078         |
| Classification  | 8 (EU MDD)   | Base UDI-DI                                      |                |
| Poids (kg)  | 0,020  | Mode d'emploi                                    | G7080000       |
| Sans latex  | non applicable   | Instructions de retraitement                     | MPK01          |
|    |  |  |                |
| Medicon médias  | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery)<br>450.00.63 (catalogue Ortopédia ) |  |                |
| Image principale  |  | Image détaillée                                  |                |
|    |  |  |                |
| Dimensions  | Ø 4.5mm 20cm   | Revêtement                                       |                |
| Conditions de stockage  |  |  |                |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise  |  |  |                |
| Matériaux   |  |  |                |
|   | N° de matériau (Désignation DIN)   |  |                |
| Partie principale   | 1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)   |  |                |