



Fiche technique REF 76.40.03

11.12.2025

Données générales			
Référence	76.40.03	Kirschner Mod USA Barre d'extension grand	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	46525	GTIN	04046826151058
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	14-101
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Poids (kg)	0,700	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias
450.00.03 (catalogue general the art of surgery)
450.00.63 (catalogue Ortopédia)

Image principale

Image détaillée



Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)