



## Fiche technique REF 76.41.07

11.12.2025

| Données générales |                |                                   |                    |
|-------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| Référence         | 76.41.07       | Kirschner Barre d'extension Fig 7 |                    |
| Unité de vente    | pièce          | No. de douane                     | 90189084           |
| GMDN              | 46525          | GTIN                              | 04046826151157     |
| Classe de risque  | 1 (EU MDR)     | Code UMDNS                        | 14-101             |
| Classification    | 1 (EU MDR)     | Base UDI-DI                       | 4046826;N001;06;WT |
| Poids (kg)        | 0,350          | Mode d'emploi                     | GATDN00X           |
| Sans latex        | non applicable | Instructions de retraitement      |                    |



Medicon médias  
450.00.03 (catalogue general the art of surgery)  
450.00.63 (catalogue Ortopédia )

## Image principale

## Image détaillée



## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

|                   | N° de matériau (Désignation DIN) |
|-------------------|----------------------------------|
| Partie principale | 1.4301 (X5CrNi18-10)             |