







Fiche technique REF 76.44.05

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|--|--|--------------------|
| Référence | 76.44.05 | Böhler Barre d'extension complet 15x21cm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 46525 | GTIN | 04046826151256 |
| Classe de risque | 1 (EU MDR) | Code UMDNS | 16-078 |
| Classification | 1 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N001;06;WT |
| Poids (kg) | 0,200 | Mode d'emploi | GATDN00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | |
|    | | | |
| Medicon médias | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.63 (catalogue Ortopédia) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | | | |
| Dimensions | 15x21cm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4021 (X20Cr13) | | |