






Fiche technique REF 76.44.25

11.12.2025

Données générales			
Référence	76.44.25	Steinmann broche 25cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90211090
GMDN	56643	GTIN	04046826151348
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	16-078
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,038	Mode d'emploi	G7080000
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01
  			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
Dimensions	25cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		