







Fiche technique REF 76.45.15

11.12.2025

Données générales			
Référence	76.45.15	extracteur de broche rainure longitudinale et transversale 17cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32886	GTIN	04046826151362
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	15-221
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;03;WJ
Poids (kg)	0,187	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.53 (catalogue cardio) 450.00.63 (catalogue Ortopédia)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	17cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)		