






Fiche technique REF 76.45.60

11.12.2025

Données générales			
Référence	76.45.60	Pincés coupantes pour fils 18cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32885	GTIN	04046826151515
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-041
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;03;WJ
Poids (kg)	0,400	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.63 (catalogue Ortopédia)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	18cm	Revêtement	Couche d'or galvanique artificielle (max 0,04 mm) sur des parties de la surface des instruments
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Autres	WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)		