






Fiche technique REF 76.45.80

11.12.2025

Données générales			
Référence	76.45.80	Coupe-boulons p Fils et clous45cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32885	GTIN	04046826151553
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-041
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;03;WJ
Poids (kg)	2,300	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.63 (catalogue Ortopédia)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	45cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		