








Fiche technique REF 76.45.85

11.12.2025

Données générales			
Référence	76.45.85	Easy Cut Pincen coupantes pour fils 20cm HM	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32885	GTIN	04046826151584
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-041
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;03;WJ
Poids (kg)	0,350	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.53 (catalogue cardio) 450.00.63 (catalogue Ortopédia) 451.03.23 (prospectus medicut ciseaux)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	20cm	Revêtement	Couche PVD artificielle de nitrure de titane, par ex. ciseaux Blackline
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Autres	1.4125 (X110CrMo17)		