




Fiche technique REF 76.45.89

11.12.2025

Données générales			
Référence	76.45.89	Vis de fixation for 76.45.85 P/4	
Unité de vente	boîte/4	No. de douane	90189084
GMDN	32885	GTIN	04046826151621
Classe de risque	1 (EU MDD)	Code UMDNS	13-041
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,005	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	NEIN
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vis	1.4301 (X5CrNi18-10)		