






## Fiche technique REF 76.50.13

11.12.2025

| Données générales   |  |                                |                         |
|---|--|--------------------------------|-------------------------|
| Référence   | 76.50.13   | Foret hélicoïdal Ø 3.5mm Fig 3 |                         |
| Unité de vente  | pièce  | No. de douane                  | 90189084                |
| GMDN  | 32390  | GTIN                           | 04046826151690          |
| Classe de risque  | 1r (EU MDR)  | Code UMDNS                     | 11-331                  |
| Classification  | 6 (EU MDR)   | Base UDI-DI                    | 4046826;B;R003;05;ai;5L |
| Poids (kg)  | 0,006  | Mode d'emploi                  | GATDR00X                |
| Sans latex  | non applicable   | Instructions de retraitement   | MPK01-1                 |
|   |  |                                |                         |
| Medicon médias  | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery)<br>450.00.63 (catalogue Ortopédia ) |                                |                         |
| Image principale  |  | Image détaillée                |                         |
|   |  |                                |                         |
| Dimensions  | Ø 3.5mm  | Revêtement                     |                         |
| Conditions de stockage  |  |                                |                         |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise  |  |                                |                         |
| Matériaux   |  |                                |                         |
|   | N° de matériau (Désignation DIN)   |                                |                         |
| Partie principale   | 1.4034 (X46Cr13)   |                                |                         |