







## Fiche technique REF 76.50.80

11.12.2025

Données générales			
Référence	76.50.80	perçuse à os	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	36235	GTIN	04046826151836
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	17-954
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;04;XN
Poids (kg)	0,875	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.63 (catalogue Ortopédia )		
Image principale		Image détaillée	
 			
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4024 (X15Cr13)		
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	1.4006 (X12Cr13)		