







## Fiche technique REF 76.69.35

11.12.2025

Données générales			
Référence	76.69.35	Foret hélicoïdal Ø 3.5mm 11.0cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32390	GTIN	04046826152802
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-331
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;05;ai;5L
Poids (kg)	0,007	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.63 (catalogue Ortopédia )		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	Ø 3.5mm 11.0cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4034 (X46Cr13)		