






Fiche technique REF 77.09.50

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|--|------------------------------|-------------------------|
| Référence | 77.09.50 | Percy Écarteur d'amputation | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 45918 | GTIN | 04046826153830 |
| Classe de risque | 1r (EU MDR) | Code UMDNS | 15-242 |
| Classification | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R004;02;aj;59 |
| Poids (kg) | 0,640 | Mode d'emploi | GATDR00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK22-1 |
|   | | | |
| Medicon médias | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.63 (catalogue Ortopédia) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | | | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Poignée | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |
| Autres | 1.4024 (X15Cr13) | | |