



Fiche technique REF 77.10.72

11.12.2025

Données générales			
Référence	77.10.72	Lange Hohmann levier à os34mm 29cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35048	GTIN	04046826153915
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-508
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,300	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK24-1



Medicon médias
450.00.03 (catalogue general the art of surgery)
450.00.63 (catalogue Ortopédia)

Image principale

Image détaillée



Dimensions	34mm 29cm	Revêtement	
------------	-----------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)