



## Fiche technique REF 77.10.81

11.12.2025

Données générales			
Référence	77.10.81	Lange Hohmann modifié levier à os 30mm 27cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35048	GTIN	04046826153922
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-508
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,230	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK24-1



Medicon médias  
450.00.03 (catalogue general the art of surgery)  
450.00.63 (catalogue Ortopédia )

## Image principale

## Image détaillée



Dimensions	30mm 27cm	Revêtement	
------------	-----------	------------	--

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)