








Fiche technique REF 77.11.10

11.12.2025

Données générales			
Référence	77.11.10	Hohmann levier à os 10mm 22cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35048	GTIN	04046826153953
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-508
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,082	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK12-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.63 (catalogue Ortopédia)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	10mm 22cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		