








## Fiche technique REF 77.11.42

11.12.2025

Données générales			
Référence	77.11.42	Verbrugge Hohmann levier à os42mm 24cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35048	GTIN	04046826153991
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-508
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,142	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK20-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.63 (catalogue Ortopédia )		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	42mm 24cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		