








Fiche technique REF 77.12.04

11.12.2025

Données générales			
Référence	77.12.04	Bennett levier à os45mm 24cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35048	GTIN	04046826154028
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-508
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,175	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK20-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.63 (catalogue Ortopédia)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	45mm 24cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		