






Fiche technique REF 77.60.30

11.12.2025

Données générales			
Référence	77.60.30	mini endroscope Ø 1.9mm 60mm 0°	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189020
GMDN	34856	GTIN	04046826154431
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	10-198
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,090	Mode d'emploi	G776000
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
			
Medicon médias	451.02.11 (prospectus instr p l'arthroscopie)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 1.9mm 60mm 0°	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Poignée	PEEK (Polyetheretherketon)		
Autres	GLAS (Glas)		