




## Fiche technique REF 77.60.33

11.12.2025

Données générales			
Référence	77.60.33	tige p mini arthroscopie 30° Ø 2mm 60mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	37086	GTIN	04046826445867
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	10-198
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,050	Mode d'emploi	G776101
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
Dimensions	30° Ø 2mm 60mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4305 (X8CrNiS18-9)		