






## Fiche technique REF 77.61.21

11.12.2025

Données générales			
Référence	77.61.21	tige p arthroscopie universel Ø 5mm 175mm 1 robinet	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	37086	GTIN	04046826154493
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	10-198
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,077	Mode d'emploi	G776101
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias	451.02.11 (prospectus instr p l'arthroscopie)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	Ø 5mm 175mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vis	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Autres	2.0401 (CuZn39Pb3)		