






Fiche technique REF 77.61.27

11.12.2025

Données générales			
Référence	77.61.27	Trocart Triangulaire Ø 4.0mm 175mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	37144	GTIN	04046826154547
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-260
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;05;ag;48
Poids (kg)	0,042	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	451.02.11 (prospectus instr p l'arthroscopie)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 4.0mm 175mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		